

UNIDAD LIPOSUCCION CONVENCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO *MODELO VAC 1288-R3*



- * EXCELENTE PRESIÓN DE VACÍO
 - * ULTRASILENCIOSO !!!.
- * POTENCIA DE SUCCIÓN 1/3 HP.
 - * SUCCIÓN CONTINUA.
- *FRASCO DE CONTROL BIOLÓGICO.
- * SISTEMA IDEAL PARA LIPOESCULTURA CON NUESTRO VIBRO-LIPO-SET-R3



CARACTERISTICAS TECNICAS:

- ✓Liposccionador convencional de alto rendimiento.
- ✓Ultrasilencioso.
- ✓Capacidad de succión 3.000 cc. con frasco de control biológico.
- ✓Máxima presión de vacío: 1 Atm., al nivel del mar.
- ✓Potencia de succión 1/3 HP.
- ✓Válvula de Control de la presión de vacío, con visualización a través del vacuometro del panel frontal.
- ✓Fácilmente carreteable con un sistema de 4 ruedas.
- ✓Posibilidad de usar como torre conformando Vibro-Lipo-Set-R3
- ✓Voltaje de alimentación 110 / 120 Volts A.C. Otros voltajes bajo pedido.