



UNIDAD DE LIPOSUCCION PORTATIL DE ALTO RENDIMIENTO *MODEL O VAC 1288-LP*

- * EXCELENTE PRESIÓN DE VACÍO
- * ULTRASILENCIOSO !!!.
- * LIVIANO Y FACIL DE TRANSPORTAR
- * SUCCIÓN CONTINUA.
- *FRASCO DE CONTROL BIOLÓGICO.



CARACTERISTICAS TECNICAS

- ✓Liposucción portátil de alto rendimiento.
- ✓Ultra silencioso.
- ✓Capacidad de succión 1.500 CC. con frasco de control biológico, 3.000 CC bajo pedido.
- ✓Máxima presión de vacío: 1 Atm., al nivel del mar.
- ✓Válvula de Control de la presión de vacío, con visualización a través del vacuometro del panel frontal.
- ✓Voltaje de alimentación 110 / 120 Volts A.C. Otros voltajes bajo pedido.