



SHAPER ARTHRO-DRIVE CONDROTOMO DIGITAL MODELO AH 1507-D

- * EL EQUIPO IDEAL PARA ARTROSCOPIA
- * EXCELENTE CALIDAD DE RASPADO
- * PIEZA DE MANO ERGONOMICA Y LIVIANA
- * DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO ALFANUMERICO



CARACTERISTICAS TECNICAS:

- ✓ Rango de velocidad ajustable entre 500 y 4.000 RPM, visualizables en el panel frontal.
- ✓ Display de cristal líquido alfanumérico, que indica la dirección del movimiento: derecha-izquierda-oscilatorio, y la velocidad de actual de giro en RPM.
- ✓ Pieza de mano, ergonómica y liviana con control electrónico de la succión a través de un botón de membrana.
- ✓ Control electrónico de la velocidad del motor, y del sentido de giro a través de un pedal doble, con función de alarma, en caso de sobrecarga o daño en el cable de la pieza de mano.
- ✓ Compatible con cuchillas Stryker.
- ✓ Voltaje de alimentación 110 / 120 Volts A.C. otros voltajes bajo pedido.